


MAJESTROUGH®

Intervencionismo Periférico



DOC

Diverso/a

Lubricidad

Perfecto/a


Estabilidad

let us guide you. . .

Hicicare Tecnología Ciencia Co., Ltd.

☎ 0086-20-84969556

Componentes estructurales



Características del producto

- 1 Cubre diversas necesidades clínicas
- 2 Recubrimiento hidrófilo
- 3 Control de par 1:1
- 4 Visibilidad de máxima categoría
- 5 Deformación armoniosa
- 6 DOC extensión

Información de pedido

SERIE DE GUÍAS	NOMBRE DE LA SERIE	FUNCIONAL	CARGA DE LA PUNTA (g)	DOC
0.014"	SPEEDTRACK 14	Guía de trabajo	2.8	•
	SWIFT 14	Guía de trabajo	3.1	•
	AERO 14	Guía de trabajo	2.7	•
	SPEEDTRACK 14 ES	Guía de soporte	3.5	•
	SPEEDTRACK 14 CTO	Dedicado para CTO	2.7	•
0.016"	SUREPASS 16	Guía de trabajo	5.5	•
	SPEEDTRACK 16	Guía de trabajo	3.2	•
	AERO 16	Guía de trabajo	2.8	•
0.018"	SPEEDTRACK 18	Guía de trabajo	4	•
	SUREPASS 18	Guía de trabajo	6	•
	SPEEDTRACK FLEX	Alta penetración	14.9	•
	SPEEDTRACK 18 CTO	Dedicado para CTO	30	•