


MAJESTHROUGH®

GUIDE
WIRE

亲水性导丝



DOC连接

款式多样

亲水顺滑

塑形流畅

超强稳定

let us guide you. . .


广东海思卡尔医疗科技有限公司

☎ 020-84969556



结构组成

Structural components



产品特性

Product features

- 1 多种支撑强度，多种头端克重
- 2 亲水涂层，持久顺滑
- 3 1:1扭转传输，良好的触觉反馈
- 4 追踪性强，显影清晰
- 5 优越的保形性，顺畅的塑形性
- 6 DOC延长导丝设计



规格型号

Specifications model

导丝系列	系列名称	功能定位	头端硬度(g)	DOC设计
0.014"导丝	SPEEDTRACK 14	工作导丝	2.8	•
	SWIFT 14	工作导丝	3.1	•
	AERO 14	工作导丝	2.7	•
	SPEEDTRACK 14 ES	支撑导丝	3.5	•
	SPEEDTRACK 14 CTO	CTO专用导丝	2.7	•
0.016"导丝	SUREPASS 16	工作导丝	5.5	•
	SPEEDTRACK 16	工作导丝	3.2	•
	AERO 16	工作导丝	2.8	•
0.018"导丝	SPEEDTRACK 18	工作导丝	4	•
	SUREPASS 18	工作导丝	6	•
	SPEEDTRACK FLEX	高穿透性导丝	14.9	•
	SPEEDTRACK 18 CTO	CTO专用导丝	30	•



<http://www.hicicarescience.com>



business@hicicarescience.cn