


PRIMTHROUGH[®]

GUIDE
WIRE | 导引导丝



塑形顺畅

显影优异

亲水顺滑

卓越反馈

超强稳定


let us guide you. . .

广东海思卡尔医疗科技有限公司

☎ 020-84969556

结构组成

Structural components



产品特性

Product features

- 1 优越的保形性, 顺畅的塑形性

2 适应多迂曲通路, 高柔韧性
- 3 卓越的支撑力

4 高亮显影、精准定位
- 5 1:1扭转传输, 良好的触觉反馈

6 亲水涂层, 持久顺滑

规格型号

Specifications model

型号规格	导丝长度 cm	头端形状	最大外径 in/mm	备注
GWN185C06S	185	直头	0.014/0.36	不含配件
GWN185C06J	185	J型	0.014/0.36	不含配件
GWN300C06S	300	直头	0.014/0.36	不含配件
GWN300C06J	300	J型	0.014/0.36	不含配件
GWN185C10S	185	直头	0.014/0.36	不含配件
GWN185C10J	185	J型	0.014/0.36	不含配件
GWN300C10S	300	直头	0.014/0.36	不含配件
GWN300C10J	300	J型	0.014/0.36	不含配件
GWN185S06S	185	直头	0.014/0.36	含塑形针
GWN185S06J	185	J型	0.014/0.36	含塑形针
GWN300S06S	300	直头	0.014/0.36	含塑形针
GWN300S06J	300	J型	0.014/0.36	含塑形针
GWN185S10S	185	直头	0.014/0.36	含塑形针
GWN185S10J	185	J型	0.014/0.36	含塑形针
GWN300S10S	300	直头	0.014/0.36	含塑形针
GWN300S10J	300	J型	0.014/0.36	含塑形针