

PRIMCROSS®

Intervencionista Neurovascular



D0C

Perfecto/a

Lubricidad

Estabilidad


Direccionabilidad

Let us guide you. . .

Hicicare Tecnología Ciencia Co., Ltd.

☎ 0086-20-84969556

Componentes estructurales



Características del producto

1 Control de par 1:1

2 Recubrimiento hidrófilo

3 Excelente retención de la forma distal

4 Visibilidad de máxima categoría

5 Soporte de riel confiable

6 DOC extensión

Información de pedido

SERIE DE GUÍAS	N.º DE CATÁLOGO	LONGITUD (CM)	DIÁMETRO (PULG/MM)	DISTAL	DOC
Serie GWS	GWS200-150S	200	0.014/0.36	suave+	
	GWS200-200S	200	0.014/0.36	suave	
	GWS300-150S	300	0.014/0.36	suave+	
	GWS300-200S	300	0.014/0.36	suave	
	GWS300-150J	300	0.014/0.36	suave+	•
	GWS300-200J	300	0.014/0.36	suave	•
Serie GWT	GWT200-150S	200	0.014/0.36	suave	
	GWT300-150S	300	0.014/0.36	suave	
	GWT300-150J	300	0.014/0.36	suave	•
Serie GWL	GWL200-050S	200	0.014/0.36	suave+	
	GWL200-200S	200	0.014/0.36	suave	
	GWL300-050S	300	0.014/0.36	suave+	
	GWL300-200S	300	0.014/0.36	suave	
	GWL300-050J	300	0.014/0.36	suave+	•
	GWL300-200J	300	0.014/0.36	suave	•